


pcs)

Art: 9173315 | Marque: BIONIX



Informations sur le produit

Les **cures-tiques auriculaires BIONIX Clearlook avec éclairage et loupe** - la manière plus rapide, plus simple et plus efficace d'éliminer le cérumen.

- AngleLoop - boucle de 4 mm
- Microloop - boucle de 3 mm
- Versalook - embout de 3 mm
- Infantscoop - embout de 2 mm
- Flexloop - embout de 4 mm

AVANTAGES

- La cures-tique a une **forme courbée** afin de moins obstruer la vue pendant la procédure.
- La source de lumière et la loupe sont **réutilisables au moins 50 fois**.
- **Les cures-tiques transparentes sont à usage unique.**
- Placer la cures-tique sur la source de lumière **active l'éclairage**, la lumière s'éteint automatiquement lorsque la cures-tique est retirée.

ÉCLAIRAGE ET LOUPE

- **Lumière LED blanche brillante** jusqu'à l'extrémité des cures-tiques.
- La loupe - avec pince de fixation - permet une **augmentation** de la visibilité réduisant considérablement le risque de dommages au conduit auditif.
- Grâce à l'éclairage intégré et à la loupe, il **n'est pas nécessaire d'utiliser un otoscope comme source de lumière externe**.
 - Cela vous permet d'avoir une main libre pour positionner la tête ou l'oreille de votre patient.

CONFORT DES PATIENTS

- Les curettes auriculaires sécurisées sont fabriquées en **polypropylène lisse et flexible**.
- Elles sont **conçues pour se plier** lorsqu'elles rencontrent un obstacle, contrairement aux curettes en acier inoxydable rigides et inflexibles.
- **Confort des patients** : le risque de douleur ou de dommages au conduit auditif ou au tympan est nul.
- Les curettes à usage unique réduisent le risque de contamination croisée et éliminent les coûts de stérilisation.