MESI extension TBI - index bras orteil + Retour à la page d'accueil

brassards - sans fil

Art: 9128340 | Marque: MESI

Cayer image or type unknown

Informations sur le produit

L'EXTENSION MESI TBI avec 2 brassards de pression artérielle (tous deux équipés d'un module de pression artérielle) est un module de diagnostic sans fil supplémentaire pour la détection de maladies artérielles périphériques en combinaison avec votre MESI mTABLET. TBI = Index brachial de l'orteil. Comme une extension de votre MESI mTABLET ECG.

LE TBI SANS FIL LE PLUS PRATIQUE

- pour la PAD (Peripheral Artery Disease) chez les patients pour lesquels la mesure de l'ABI seul n'est pas suffisante (ABI = Ankel Brachial Index / Index Cheville Bras) en raison d'artères incompressibles.
- la pression dans les bras et les orteils est mesurée de manière totalement simultanée.
- mesure rapide (1 minute) et fiable du TBI avec interprétation des formes d'onde du pouls et des graphiques d'oscillation complets pour tous les membres.
- c'est une mesure indispensable non seulement pour les patients diabétiques, les patients sous dialyse et les patients très âgés, mais aussi pour les patients souffrant de plaies étendues et de lymphœdème.
- pour prévenir ou **éviter les amputations** : 17 à 19 patients / 100 000 subissent une amputation chaque année ; 82 % de ces amputations sont liées au diabète.
- 1 module TBI module à code couleur avec 2 canaux et sonde PPG LED™ adaptative (PPG = PhotoPlethysmoGraphy), brassards d'orteil grand et moyen inclus.
- 2 brassards de tension artérielle pour le bras.
 - les brassards sont préformés pour un positionnement correct.
- possibilité de combiner différentes tailles de brassards lors d'une même mesure.
- le capteur de température intégré, la détection de l'épaisseur de la peau et le réglage automatique de la puissance du signal augmentent la précision de la mesure.
- extensions de mesure avancées possibles via des applications optionnelles : mesures de la pression artérielle moyenne et mesures directes de la pression artérielle centrale.
- toutes les mesures sont enregistrées dans le logiciel MESI mRECORDS de votre MESI mTABLET
 pour une analyse et une documentation plus poussées,
 - et pour partager les résultats avec des collègues, des spécialistes, des patients... à partir de n'importe quel appareil connecté au web, de manière simple et sécurisée.

Pour travailler avec cette EXTENSION via votre MESI mTABLET, vous avez également besoin de l'application MESI tension artérielle, art.9139340.

STATION DE CHARGEMENT

• *l*'extension MESI TBI est fournie avec une station de chargement (4 contacts) pour les modules avec manchettes afin qu'ils soient toujours prêts à être utilisés.

• la station de charge est également une tablette de rangement qui peut être fixée au mur ou au MESI Trolley (art. 9134340).

 ${\it CONTENU}: 1\ module\ TBI\ avec\ 2\ tubes\ à\ code\ couleur\ -\ 2\ brassards\ pour\ orteils\ taille\ M\ et\ 2\ taille\ L\ -\ 2\ brassards\ de\ pression\ artérielle\ pour\ le\ bras\ avec\ module\ (bras\ gauche\ =\ jaune,\ bras\ droit\ =\ rouge)\ -\ 1\ station\ de\ charge$

Les brassards pour bras sont livrables dans les tailles S - M - L, chaque fois par set de 2.