

Genouillère Push med 1

[Retour à la page d'accueil](#)

Art: 223101 | Marque: [PUSH](#)

Cover image

image not found or type unknown

Informations sur le produit

La Genouillère Push med offre un soutien de haut niveau à l'articulation du genou dans le sens médio-latéral. Le genou est soutenu au moyen de deux charnières à ressort à lames spécifiques non axiales qui suivent de manière unique le mouvement de rotation naturel du genou. La flexion et l'extension du genou ne s'en trouvent pas gênées. La construction du bandage maintient les charnières proches de l'articulation. Le bon ajustement anatomique, associé à une application de silicone, permet à la genouillère de rester en place lors de la marche. Grâce à son petit volume, la genouillère se porte sous les vêtements de manière invisible. **Technologie Sympress™** Le bandage est fabriqué en Sympress™, un matériel confortable de grande qualité. L'utilisation de microfibres donne une sensation de douceur à l'intérieur et permet à la peau de rester sèche. La Genouillère Push med est facile à appliquer et peut être lavée sans précaution particulière. **INDICATIONS**

- Arthrose avec enflure
- Arthrite rhumatoïde
- Instabilité fonctionnelle après blessures ligamentaires
- Instabilité résiduelle après blessures ligamentaires
- Traitement de suivi tardif de chirurgie des ligaments

- + Un soutien latéral ferme grâce à deux systèmes de ressorts à lames.
- + Le mouvement naturel de roulement et de glissement du genou reste possible grâce aux charnières uniques à ressort à lames : aucun obstacle à la flexion ou au redressement du genou.
- + Excellent maintien de la position grâce aux inserts en silicone à l'intérieur.
- + L'anneau rotulien permet de la positionner facilement au bon endroit.
- + Des sangles rigides assurent un bon ajustement autour de la partie supérieure et inférieure de la jambe.
- + Peut être porté à la fois à gauche et à droite.

- Moins adapté aux blessures du ligament croisé.
- Pas de soutien de la rotule.