Freezpen kit de démarrage cryothérapie - Retoutiè da page d'accueil

16 g

Art: 511231 | Marque: FREEZPEN

Caverimage or type unknown

Informations sur le produit

FREEZPEN est un instrument de cryochirurgie puissant mais simple à utiliser pour le traitement d'une multitude de lésions cutanées bénignes, p. ex. verrues, fibromes, taches de naissance, pigmentation, kératoses, angiomes, ...

Le Freezpen fonctionne avec des cartouches remplaçables de 16 g de N2O. Le traitement à **l'azote liquide** est très **rentable** et **traite les lésions de manière permanente**, en quelques secondes seulement.

POUR CHAQUE PRATICIEN

- Freezpen s'adresse à TOUS les praticiens.
- chaque traitement ne prend que quelques secondes.
- excellent retour sur investissement : jusqu'à 10 traitements par cartouche de 16 g de N2O.

PUISSANT

- microjet à haute puissance (50-55 bar).
 - pénétration 1 mm / 5 sec.
 - profondeur maximale 6 mm.
- atteint une température de -89°C dans les tissus.
- nécrose complète des tissus traités en quelques secondes.

SANS DOULEUR

- aucune douleur, aucune coupure ou saignement.
- aucune anesthésie n'est nécessaire, **même pour les enfants**.
- une léger picotement indique que le traitement est terminé.

PRÉCIS

- un faisceau ultra-fin et pointu pour une précision totale.
- aucun dommage aux tissus sains.
- les tissus gelés disparaissent en quelques semaines.
- pas de cicatrices.
- plusieurs tailles d'applicateurs disponibles.

FACILE À UTILISER ET PRATIQUE

- évaluer la lésion, choisir le bon applicateur, pointer, geler, essuyer, geler à nouveau : terminé!
- facile à manipuler et à transporter.
- cartouches jetables pratiques de N2O.

OUTIL DE TRAITEMENT CRYO PRÉFÉRÉ

 pour vous, parce que c'est un outil formidable, facile à utiliser, qui donne d'excellents résultats, à chaque fois. • pour vos patients : une fois essayé, ils ne voudront plus faire traiter leurs lésions indésirables qu'avec Freezpen.

3 APPLICATEURS DIFFERENTS

- bleu: application 1 > 3 mm / avec un cartouche pleine vous traitez pendant 230 > 270 sec.
- blanc: application 2 > 6 mm / avec une cartouche pleine vous traitez pendant 145 > 180 sec.
- vert : application 4 > 8 mm / avec une cartouche pleine vous traitez pendant 110 > 130 sec.

CARTOUCHES N2O 16g

- à conserver à température ambiante.
- commander par pièce.

CONTENU

- Kit de démarrage Freezpen 16 g
 - Freezpen + 6 cartouches de 16 g de N2O + applicateur bleu 1-3 mm + applicateur blanc 2-6 mm + applicateur vert 4-8 mm + socle + pincettes pour remplacer les cartouches + coffret de rangement.