

# MESI exstension ABI - index cheville - bras

Image not found or type unknown

## - sans fil

Art: 9135340 | Marque: [MESI](#)

Cover image  
Image not found or type unknown

## Informations sur le produit

L'EXTENSION MESI ABI est **une extension de votre MESI mTABLET ECG**. Il s'agit d'un module de diagnostic, qui est **un système automatisé sans fil d'indice brachial de cheville avec la technologie 3Cuff™ pour des mesures simultanées**. ABI est l'abréviation de Ankle Brachial Index (indice brachial de la cheville), qui est un indice de la cheville et du bras ou de la pression systolique.

L'extension MESI ABI vous permet de mesurer l'indice de pression systolique automatiquement et sans fil : rapide et confortable. Le temps de mesure est **inférieur à 3 minutes**, et ce sans avoir à utiliser un doppler.

La fiabilité de la mesure est élevée, **le résultat des mesures standardisées ne dépend PAS de la personne qui prend la mesure**.

### L'INDICE DE PRESSION SYSTOLIQUE SANS FIL LE PLUS INTELLIGENT

- algorithme PADsenseTM (PAD = Peripheral Artery Disease) pour la **détection des artériopathies périphériques sévères des membres inférieurs**.
- c'est une **mesure indispensable** non seulement pour les **patients diabétiques**, les patients sous dialyse et les patients très âgés, mais aussi pour les patients souffrant de plaies étendues et de lymphœdème.
- pour prévenir ou **éviter les amputations** : 17 à 19 patients / 100 000 subissent une amputation chaque année ; 82 % de ces amputations sont liées au diabète.
- mesure rapide (moins de 3 minutes) et fiable de l'ABI avec interprétation des formes d'onde du pouls et des graphiques d'oscillation complets pour tous les membres.
- les brassards / manchettes sont préformés pour un positionnement correct.
- possibilité de combiner différentes tailles de brassards / manchettes lors d'une même mesure.
- extensions de **mesure avancées possibles via des applications optionnelles** : mesures directes de la pression artérielle centrale, mesures de la pression artérielle moyenne.
- toutes les mesures sont stockées dans **le logiciel MESI mRECORDS** de votre MESI mTABLET pour une analyse et une documentation ultérieures, ainsi que pour le partage des résultats avec des collègues, des spécialistes, des patients, etc.

*Pour travailler avec cette EXTENSION via votre MESI mTABLET, vous avez également besoin de l'application MESI tension artérielle, art.9139340.*

### STATION DE CHARGEMENT

- l'extension MESI ABI est fournie avec une station de chargement pour 4 modules avec brassards afin qu'ils soient **toujours prêts à être utilisés**.
- la station de charge est également une tablette de rangement qui peut être fixée au mur ou au MESI Trolley (art. 9134340).

**CONTENU :** 4 modules sans fil dont 2 avec brassards de pression artérielle taille M (bras gauche = jaune, bras droit = rouge) et 2 manchettes de cheville taille M (cheville gauche = vert, cheville droite = noir) - 1 station de chargement (4 points de contact).

Les brassards et les manchettes de cheville (sans modules) sont disponibles en tailles S - M - L, par jeu de 4.