Art: 9151188 | Marque: 3M

Cayenimage or type unknown

Informations sur le produit

le pansement pelliculaire 3M Tegaderm est rapide et facile à appliquer grâce à son cadre d'application unique et est extrêmement polyvalent. Le cadre d'application permet de toujours appliquer le film correctement. Pas de désordre avec les bandes adhésives qui se collent les unes aux autres. Le film résistant à l'humidité agit comme une barrière contre les bactéries, l'humidité et les autres contaminants. Les coins arrondis du pansement presque invisible empêchent le relâchement des bords du film. Peut rester en place jusqu'à sept jours.

Caractéristiques du produit

- Le cadre d'application unique facilite l'application de Tegaderm
- Transparent, il permet une inspection visuelle de l'ouverture d'insertion
- Barrière contre
 - Les bactéries, minimisant le risque d'infection provenant de l'extérieur
 - L'eau, rendant possible l'hydrothérapie, la douche et le bain
 - Les virus
- Utilisation sans danger
- Perméable à l'oxygène et à la vapeur d'eau (semi-perméable), empêchant le ramollissement de la peau
- Peut être laissé en place jusqu'à 7 jours ou plus si le protocole de l'hôpital l'exige
- Disponible en différentes tailles pour diverses applications sur les plaies