



Informations sur le produit

La Coudière Push med comprend une restriction d'extension réglable en continu pour l'articulation du coude. Cela évite la surtension. Le degré de restriction désiré peut facilement s'ajuster d'une seule main. Le système de la bande est capable de résister à des forces élevées en différents endroits et se révèle ainsi particulièrement fonctionnel. Le bon ajustement anatomique, associé à une application de silicone, permet à la coudière de rester en place lorsque vous êtes en mouvement. Le bandage est confortable et léger. Une tirette permet d'enfiler et de retirer la coudière facilement. **Technologie Sympress™** Le bandage est fabriqué en Sympress™, un matériel confortable de grande qualité. L'utilisation de microfibres donne une sensation de douceur à l'intérieur et permet à la peau de rester sèche. La Coudière Push med est facile à appliquer et peut être lavée sans précaution particulière.

INDICATIONS

- Coincement en cas de surtension (clampage capsulaire)
 - Symptômes persistants après luxations et/ou fractures du coude
 - Troubles dégénératifs de l'articulation du coude
-
- + Restriction de l'extension réglable à l'infini.
 - + Confortable et léger.
 - + Reste en place grâce aux inserts de silicone à l'intérieur.
-
- Ne limite pas la flexion.