# 3M Red Dot électrode ECG - clip-on (50

Reteur à la page d'accueil

# pcs)

Art: 9918188 | Marque: 3M

Gayerimage or type unknown

## Informations sur le produit

Les électrodes ECG Red Dot 3M ont une **plus grande surface conductrice**. Cela améliore la qualité de l'enregistrement en **réduisant les artefacts ECG**. Après l'application initiale, ils peuvent être repositionnés une fois, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de les remplacer immédiatement.

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Les électrodes **épousent la forme du corps** et ont un profil bas, de sorte qu'elles r**estent mieux en place**.
- La préparation de la peau, qui prend du temps, n'est pas toujours nécessaire.
- Les électrodes sont rapides à appliquer, ce qui réduit les pertes de temps.
- Moins de fausses alarmes signifie moins de gaspillage d'électrodes, de papier et de temps de soins.
- Le déplacement des électrodes au lieu de leur remplacement permet de réduire les coûts.
- Elles ont une durée de port de trois jours, ce qui réduit le nombre d'électrodes utilisées.
- Confort accru pour le patient

#### **CONTENU**

Emballage de 50 pièces