

# Bionix Curettes auriculaires lumière Kit

[Retour à la page d'accueil](#)

## Varié (50 pcs)

Art: 9168315 | Marque: [BIONIX](#)

Cover image  
Image not found or type unknown

### Informations sur le produit

Les **CURETTES AURICULAIRES BIONIX AVEC LUMIERE** - à usage unique - sont une combinaison des 'curettes d'oreille de sécurité' avec **une puissante source lumineuse LED et une lentille grossissante (loupe)**.

Ces fonctionnalités combinées permettent d'obtenir **une méthode plus efficace et plus conviviale** pour retirer le cérumen en toute sécurité et en douceur.

- la source lumineuse et la loupe sont **réutilisables** au moins 50 fois.
- les **curettes transparentes** sont à usage unique.
- la pose de la curette sur la source lumineuse **active l'éclairage**, la lumière s'éteint automatiquement lorsque la curette est retirée.

### ÉCLAIRAGE ET LOUPE

- **lumière LED blanche et brillante** jusqu'à l'extrémité des curettes.
- **la loupe - avec clip de fixation** - permet de grossir, ce qui réduit considérablement le risque d'endommager le conduit auditif.
- grâce à l'éclairage et à la loupe intégrés, **il n'est pas nécessaire d'utiliser un otoscope comme source de lumière externe**.
  - cela vous laisse une main libre pour positionner la tête ou l'oreille de votre patient.

### CONFORT ET SÉCURITÉ DU PATIENT

- les curettes auriculaires de sécurité sont **fabriquées en polypropylène lisse et flexible**.
- elles sont **conçues pour se plier** lorsqu'elles rencontrent un obstacle, contrairement aux curettes en acier inoxydable, dures et inflexibles.
- **confort et sécurité du patient** : il n'y a pas de risque de douleur ou de lésion du conduit auditif ou du tympan.
- les curettes à usage unique **réduisent le risque de contamination croisée** et éliminent les coûts de stérilisation.

### LE KIT VARIE

- contient des curettes de chaque type, sauf le **CeraPik** (pour le cérumen dur et impacté et les corps étrangers).

## APPLICATIONS

- **CeraSpoon** - parfaite pour la cire tendre, notamment chez les patients qui produisent une quantité excessive de cérumen - embout 4 mm.
- **AngleLoop** - embout incliné qui permet d'accéder facilement au cérumen tenace et difficile à atteindre qu'on trouve habituellement chez les patients âgés - embout 4 mm.
- **VersaLoop** - embout souple et flexible qui permet à l'utilisateur d'avoir un contrôle exceptionnel tout en offrant au patient plus de confort - embout 3 mm.
- **InfantScoop** - conçue pour les petites oreilles et peut être utilisée à travers un otoscope - embout 2 mm.
- **MicroLoop** - construction plus rigide, conçue pour éliminer les bouchons de cérumen tenaces - embout 3 mm.
- **FlexLoop** - curette polyvalente conçue pour le curetage normal chez divers patients - embout 4 mm.
- **WaveCurette** - en forme de vague - embout de 2,5 mm de large.