Chevillère Push med NEW Aequi Flex G3 Retout è la page d'accueil

Art: 223213 | Marque: PUSH

Coverimage or type unknown

Informations sur le produit

La Push med Aequi Flex offre de la stabilité au niveau de la cheville lors du traitement de lésions (sub-)aiguës au niveau de la cheville. Grâce au système Flex-protect, constitué d'une coque médiale et d'une sangle médio-latérale, le patient se rétablit de manière sûre et confortable. La boucle fermée qui se forme entre la coque et la sangle permet de contrôler l'inversion tout en exerçant une compression. En fonction des besoins du patient, il est possible d'ajuster la compression en resserrant ou desserrant les sangles élastiques.

Regardez présentation

INDICATIONS

- Entorse latérale aiguë de la cheville
- Traitement de suivi des fractures de la cheville suite à un traitement opératoire ou conservateur
- Instabilité modérée à majeure
- Ostéoarthrite modérée à grave
- Prévention secondaire de l'entorse de la cheville
- + Orthèse ouverte, pas d'enfilage, design fin.
- + Offre un soutien mécanique élevé à la cheville.
- + La coque flexible assure une pression équilibrée autour de la cheville.
- + Particulièrement utile en cas de blessure aiguë de la cheville.
- + Bonne adaptation : le support rigide est situé à l'intérieur de la cheville et présente une découpe au niveau de la malléole.
 - + S'adapte au gonflement/dégonflement de la cheville.
 - + Facile à mettre.
 - L'orthèse doit être portée dans la chaussure pour obtenir un soutien correct.