Dax distributeur manuel - modèle mural - Retout à la page d'accueil

1 l

Art: 9072195 | Marque: DAX

Coverimage or type unknown

Informations sur le produit

Où utiliser? Le distributeur manuel de Dax peut être utilisé partout où le travail quotidien nécessite une bonne hygiène des mains. Le distributeur est une aide aux soins de santé, ainsi qu'à la dentisterie, aux soins aux enfants et aux cliniques pour animaux. Comment fonctionne le distributeur? Le distributeur manuel Dax fonctionne avec une pompe doseuse manuelle. Vous poussez sur la pompe se trouvant à l'avant du distributeur. Chaque recharge est dotée d'une valve de dosage qui empêche l'air et les bactéries de pénétrer dans le produit. Conception Ce distributeur Dax est un modèle mural dont la partie supérieure est inclinée, de sorte que rien ne peut être placé dessus. La recharge est facile à remplacer et son emballage est jetable. Le distributeur Dax manuel est livré sans charge (recharges: art. 9071195 - Dax Clinical désinfectant mains / art. 9074195 Dax savon liquide - contenu de chaque : 1 l). Vous pouvez équiper le distributeur manuel Dax d'un collecteur de gouttes (option - art. 9069195).