

Sigvaris Rolly - Doff N' Donner

[Retour à la page d'accueil](#)

Art: AD864655 | Marque: [SIGVARIS](#)

Cover image

image not found or type unknown

Informations sur le produit

Aide à l'enfilage et au retrait des bas de compression sans effort et confortablement

- A utiliser seul ou avec l'aide d'une tierce personne, peut être utilisé sans les mains !
- La surface striée permet de positionner le bas sans l'abîmer.
- Léger, compact et souple, facile à transporter.

Indications :

- rhumatismes des doigts et/ou des mains
- réduction de la force et/ou de la douleur dans les mains
- post-op après une chirurgie vasculaire ou une autre intervention chirurgicale lorsque l'enfilage des bas est douloureux

Spécifications

- matériau : élastomère thermoplastique
- Remplissage: 95% eau, 5% polyacrylamide