

Cellona bande de plâtre - 6 cm x 2 m (10

[Retour à la page d'accueil](#)

pcs)

Art: 9200260 | Marque: [LOHMANN & RAUSCHER](#)

Cover image

image not found or type unknown

Informations sur le produit

Le bandage plâtré Cellona est un bandage plâtré souple et polyvalent, composé d'un tissu de gaze de coton à 17 fils. Ils sont très souples et flexibles lorsqu'ils sont moulés et sont utilisés pour l'immobilisation après des fractures. En outre, les bandages plâtrés Cellona sont utilisés après les interventions chirurgicales et les corrections orthopédiques pour traiter les troubles articulaires et osseux, favorisant ainsi le processus de cicatrisation. Les bandages en plâtre Cellona permettent une application rapide, ainsi qu'une adaptation facile à l'endroit du corps concerné. Ils ne nécessitent qu'une humidification relativement brève et s'imbibent rapidement. En outre, les bandages finis peuvent être chargés rapidement et sont transportables après 30 minutes. Le durcissement complet se produit en 24 heures environ. **APPLICATIONS:**

- pour la réalisation de pansements de fixation sur des parties du corps après des blessures et des fractures

CARACTÉRISTIQUES :

- application polyvalente
- prêt à l'emploi
- imbibition rapide et uniforme
- légèrement crémeux
- bien modelable

OPMERKINGEN:

- les pansements sont sûrs pour le transport après 30 minutes
- complètement durcies après 12 à 24 heures
- temps de durcissement : environ 3 à 4 minutes
- température de l'eau recommandée : 20 à 25°C