

Genouillère Push care 3

[Retour à la page d'accueil](#)

Art: 213103 | Marque: [PUSH](#)

Cover image

Image not found or type unknown

Informations sur le produit

La Genouillère Push care exerce une pression autour de l'articulation et soutient la rotule. Cela soulage la douleur et apporte à l'utilisateur un sentiment de stabilité améliorée. Grâce aux fermetures réglables, la pression peut être ajustée de manière individuelle. De cette façon, l'utilisateur a une sensation de soutien confortable et est plus libre dans ses mouvements. L'application de différents types de matériel élastique d'excellente qualité garantit un ajustement optimal. Cet ajustement, en combinaison avec les applications en silicone à l'intérieur de la genouillère, permettent à la genouillère de rester bien en place. **Technologie Sympress™** La Genouillère Push care est fabriqué en Sympress™, un matériel confortable de grande qualité. L'utilisation de microfibres donne une sensation de douceur à l'intérieur et permet à la peau de rester sèche. La Genouillère Push care est facile à appliquer et peut être lavée sans précaution particulière. **INDICATIONS**

- Ostéoarthrite de l'articulation du genou
 - Ostéoarthrite fémoro-patellaire
 - Douleurs rétro-patellaires
 - Syndrome fémoro-patellaire
 - Instabilité patellaire
 - Affections rhumatoïdes
 - Instabilité fonctionnelle résiduelle
-
- + Compression réglable grâce aux 2 bandes élastiques.
 - + Design fin, moins de gêne à l'arrière du genou.
 - + Genouillère semi-ouverte, facilité d'enfilage, poids léger.
 - + Le coussinet en forme de fer à cheval offre un bon soutien latéral à la rotule.
 - + Tour de cuisse réglable.
 - + Reste en place grâce aux inserts de silicone à l'intérieur.
 - + Peut être porté à gauche et à droite.
 - + Poids léger.
-
- L'attelle ne fournit qu'une compression, et non un soutien mécanique.