

Art: 9123340 | Marque: [MESI](#)

Cover image
image not found or type unknown

Informations sur le produit

La MESI mTABLET ABI est une COMBINAISON SANS FIL d'une MESI mTABLET et d'un module MESI ECG. Les mesures sont enregistrées par patient et peuvent être analysées sur la tablette ou sur votre PC (ou GSM).

Ci-dessous nous parlerons d'abord de la MESI mTABLET, puis du module ABI.

LA MESI mTABLET

- **une plateforme numérique sophistiquée SANS FIL pour le dépistage et les diagnostics DE PREMIÈRE LIGNE**
- conçue et fabriquée pour **les professionnels de la santé** en tenant compte **des cabinets modernes**.
- cette **tablette médicale certifiée** est une solution de soins de santé unique qui intègre **divers modules de diagnostic sans fil**, des dossiers de patients et des applications médicales en un seul système.
- **la communication entièrement sans fil** entre la tablette, le PC et les instruments de mesure rend ce système très intuitif très convivial.
- toutes les mesures et les données du patient sont automatiquement stockées et synchronisées avec le dossier médical électronique intégré.
- les modules de diagnostic SANS FIL sont : ECG, ABI (Ankle Brachial Index / Indice Brachial de la Cheville/ pression systolique), BP (Blood Pressure / pression artérielle), TBI Toe Brachial Index / Indice Brachial de l'Orteil), spirométrie et SpO₂ ; ces modules sont disponibles en combinaison avec une MESI mTABLET ou comme extension d'une combinaison existante (par exemple, MESI mTABLET ECG).
- la MESI mTABLET peut être utilisée par un groupe de prestataires de soins via un accès séparé ou commun aux données.
 - **plusieurs utilisateurs** sont possibles par tablette.
 - **plusieurs tablettes sont possibles par module** sans fil (tablette supplémentaire art. 9124340).
 - les différentes mesures de la tablette sont stockées dans le nuage via WIFI afin qu'elles puissent également **être consultées à partir de tout autre appareil (PC, tablette, GSM)**.
- **le logiciel MESI mRECORDS** dont est équipé chaque MESI mTABLET permet de visualiser et de sauvegarder les mesures :
 - un accès immédiat aux résultats des mesures.
 - l'analyse du résultat.
 - **partage du résultat pour un deuxième avis, avec un spécialiste ou avec le patient.**
 - ajouter des commentaires au rapport.
 - visualisation à distance des résultats de mesure.
 - consulter les résultats des mesures précédentes.
 - confirmer les résultats de la mesure.

LE MODULE ECG MESI

Ce module de diagnostic vous permet d'effectuer **une mesure sans fil de l'ECG de repos**.

- **affichage en direct de la mesure sur la tablette**, après quoi les données ECG peuvent être enregistrées et interprétées directement.
- enregistrement standard 10" et/ou enregistrement rythmique jusqu'à 5 min.
- possibilité d'ajuster les paramètres pour une meilleure interprétation.
- une grande fiabilité des mesures.
- le module ECG se compose de câbles patient codés par couleur avec des contacts à bouton-poussoir et d'une station de charge.
 - grâce à la station de charge incluse, votre module ECG est toujours prêt à l'emploi.
 - la station de charge peut être intégrée dans le MESI TROLLEY (art. 9124340).

CONTENU : *tablette de qualité médicale - station de recharge pour tablette capable de générer un signal WiFi pour se connecter à la tablette - câble LAN pour la station de recharge (au cas où le WiFi est indisponible) - module sans fil pour câble d'électrodes - câble d'électrodes ECG - logiciel ECG avec interprétation des données selon le protocole de Glasgow - station de recharge pour le module sans fil (4 points de contact) - adaptateur CA.*

- + Portable
 - + Convivial à utiliser
 - + Un protocole précis
 - + Connexion facile avec le PC
-
- Pas d'imprimante intégrée