

# Freezen applicator 1-3 mm - blauw



Art: 511211 | Merk: [FREEZPEN](#)



## Productinformatie

APPLICATOREN voor [Freezen](#)

### 3 VERSCHILLENDE APPLICATOREN

- **blauw:** applicatie 1 > 3 mm / met een volle cartridge behandelt u gedurende 230 > 270 sec.
- **wit:** applicatie 2 > 6 mm / met een volle cartridge behandelt u gedurende 145 > 180 sec.
- **groen:** applicatie 4 > 8 mm / met een volle cartridge behandelt u gedurende 110 > 130 sec.